

## RF Bipolar /5055

### Radiotalasna tehnologija

Rf tehnologija - sistem stvaranja dijafermije za poboljšanje strukture i elastičnosti kože.

Radiotalasna frekvencija je zasnovana na podizanju toplote tkiva, preko RTL talasa, koji podstiču prirodne procese kao što su proizvodnja kolagena i elastina, i hijaluronske kiseline, što rezultira novim izgledom epiderma.

- ✓ RTL Radiotalasni lifting lica, vrata i dekoltea.
- ✓ Intenzivna sinteza kolagena i elastina sa vidnim poboljšanjem kvaliteta kože i liftinga.
- ✓ RTL primenjuje bipolarni način tretiranja. Zato se svrstava u neinvazivnu tehnologiju sa zavidnim rezultatima.

#### PROGRAMI ZA TELO:

- Tretman ruku:
- Tretman butina (blago zatezanje)
- Tretman butina (intenzivnije zatezanje)

#### Revolucionarni način podmlađivanja

Toplota se putem radiotalasa akumulira u dubokim slojevima kože, sa minimalnim uticajem na površinske slojeve. Tada dolazi do intenzivne sinteze kolagena i elastina i njihovog ponovnog stvaranja.

#### Prijatna i komforna terapija

Tretman RTL je podesan za lice i telo i uključuje bore i linije oko očiju, spuštene kapke, kesice oko očiju, fine bore čela i lica, opušteno obraze, podbradak, dekolte, grudi, ruke, stomak i butine.

#### Visokotehnoški uređaj


RF Bipolar je sofisticiran i konfigurisan da kontroliše terapijske algoritme čime se eliminiše potreba za hlađenjem i omogućava tretiranje i senzibilnih koža.

#### Sigurna tehnologija za sve tipove kože


Tretmani RTL-om, za razliku od tretmana sa svetlosnim izvorom, nisu zasnovani na apsorpciji svetlosti i melaninu i zato su sigurni i za tamnije tipove kože.



#### Pre delovanja RTL-a



#### Posle delovanja RTL-a



#### Tehničke karakteristike:

- » Model: 5055
- » Izvor energije: radio frekvencija
- » Izlazna snaga: max 50W
- » Radio frekvencija: 3 MHz
- » Radna temperatura: -10°C do 40°C
- » Napajanje: 220 do 240V, 50 - 60 Hz
- » Dimenzije: D/Š/V 580x440x110-290 mm
- » Težina: 22 kg

