

RF Dynamic /5058

Nehirurški i neinvazivni lifting za opuštenu kožu



Radiotalasnim liftingom zagreva se srednji sloj kože u kojem se nalaze kolagen i elastin, elastična vlakna koja daju čvrstinu koži. Na tako zagrevanje koža reaguje pokretanjem procesa obnavljanja elastičnih vlakana. Kao rezultat se stvara efekat u vidu blagog zatezanja lica koji je posled-

ca reakcije kolagena u vidu učvršćivanja i postizanja jedrine.

Tretman RF Dynamic-om je namenjen za lice i telo i uključuje bore i linije oko očiju, spuštene kapke, kesice oko očiju, fine bore čela i lica, opušteno obraze, podbradak, dekolte, grudi, ruke, stomak i butine.



DEJSTVO

- Ubrzava cirkulaciju
- Poboljšava oksigenaciju tkiva
- Stimuliše proizvodnju elastina i kolagena
- Podstiče cirkulaciju krvi
- Podstiče razmenu materija
- Poboljšava dotok kiseonika u mišićima lica

Revolucionarni način podmlađivanja

Toplota se putem radiotalasa akumulira u dubokim slojevima kože, sa minimalnim uticajem na površinske slojeve. Tada dolazi do intenzivne sinteze kolagena i elastina i njihovog ponovnog stvaranja.

Prijatna i komforna terapija

Tretman RTL je podesan za lice i telo i uključuje bore i linije oko očiju, spuštene kapke, kesice oko očiju, fine bore čela i lica, opušteno obraze, podbradak, dekolte, grudi, ruke, stomak i butine.


Standardna oprema:

- » Veliki aplikator 1 komad
- » Mali aplikator 1 komad


PROGRAMI

1. KUPEROZNA KOŽA
2. OČNA ZONA- KAPCI
3. LIFTING
4. TURGOR KOŽE
5. TRETMAN RUKU
6. ZATEZANJE BUTINA
7. TONIFIKACIJA STOMAKA

Pre delovanja RF Dynamic-a



Posle delovanja RF Dynamic-a



Tehničke karakteristike:

- » Naziv aparata: RF dynamic
- » Izvor energije: radiofrekvencija
- » Šifra aparata: 5058
- » Izlazna snaga: max 50 W
- » Izlazna snaga velike ručice: 160V
- » Izlazna snaga male ručice: 110V
- » RF frekvencija: 3MHz
- » Radna temperatura: -10 do 40°C
- » Napajanje: 220-240V, 50-60 Hz
- » Dimenzije: D/S/V: 400x450x1020mm